



# SADE SP Series

## Clasificadores por peso de comprimidos / cápsulas



SADE SP200

*Nuevo* Control con Pantalla Táctil

### *Nuevo* SADE SP Series

- Precisión de Manipulación
- Precisión mejorada
- Impresión directa de informes

### *Nuevo* SADE SP Series

Incorporando una nueva tecnología de clasificación, los nuevos equipos SADE SP Series, proporcionan una completa garantía en los productos manipulados con una precisión de pesado de hasta +/- 1 mg.

No se precisan piezas de formato para clasificar comprimidos o cápsulas de cualquier forma o medida y los ajustes a efectuar por el operador se reducen al mínimo.

Los equipos SADE SP almacenan los datos de la clasificación y es posible imprimir resúmenes estadísticos sobre papel tamaño A4, mediante impresora que no necesita PC auxiliar.

El sofisticado software de control permite variados modos de clasificación y estos equipos pueden ser usados para control de pesado de muestras.

Todas las partes en contacto con el producto son de Acero Inox AISI 316 y una nueva tapa de protección integral reduce el efecto del aire ambiente sobre la balanza.

### Aplicaciones

#### Producción - Recuperación de lotes

Recuperación de producto en buen estado de lotes rechazados

#### I+D - Ensayos clínicos

Comprobación de peso al 100% y clasificación de lotes para ensayos clínicos o desarrollo.

### Características técnicas importantes

- Precisión, +/- 1mg
- Clasificación de comprimidos y cápsulas
- Distintos tamaños y formas
- Sin cambio de piezas
- Mínimos ajustes por operador
- Fácil y rápida limpieza
- Impresión directa de informes estadísticos.
- Tolvas de carga para 24 h de operación
- Protección integral del aire ambiente sobre la balanza
- Control con acceso Multi Nivel
- SP Connect - Para transferencia de datos a un PC
- Modo para pesaje de muestras
- Opcion para impresion en red
- Materiales de maxima calidad

### Alquiler de Equipos

*NUEVO* unidades  
SADE SP200 y SADE SP100  
disponibles en alquiler

### CI Electronics Ltd

Brunel Road, Churchfields  
Salisbury  
Wiltshire, SP2 7PX  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)1722 424100  
Fax: +44 (0)1722 323222  
email: [sales@cielec.com](mailto:sales@cielec.com)  
[www.cielec.com](http://www.cielec.com)



# SADE SP Series

## Clasificadores por peso de comprimidos / cápsulas

### **NUEVAS** características

#### **Cabezal de balanza CI MK6**

Precisión mejorada.  
Ahora +/-1 mg.

#### **Tecnología de clasificación**

Nuevo mecanismo de alimentación y clasificación para lograr un manejo exacto y una precisión consistente.

#### **Configuración rápida**

El ajuste del operario entre productos se ha reducido al mínimo.

#### **Sin cambio de piezas**

Clasifica una amplia gama de comprimidos y cápsulas sin necesidad de piezas extra.

#### **Protección para corrientes de aire**

Nueva tapa para proteger el producto y reducir el movimiento de aire en la balanza.

#### **Electropulido**

Todas las piezas de contacto están fabricadas en acero inoxidable 316 electropulido.

#### **Software de control**

El software avanzado permite múltiples modos de clasificación y calcula datos estadísticos para informes de lotes.

#### **Impresión directa**

Documentos impresos directamente en A4/Carta desde el clasificador SADE SP mediante un puerto USB.

#### **Transferencia de datos a PC - SP Connect**

Creación de copias seguras de informes en pdf. Exportación de los datos de pesaje en archivos Excel para posterior examen.

#### **Modo pesaje de muestras**

Este equipo puede ser usado para control de peso de muestras y análisis estadístico de las mismas.

#### **Acceso de usuario**

Un sistema de seguridad limita acceso a las personas autorizadas.

Datos técnicos	Serie SADE SP Clasificadoras de comprimidos y capsulas Modelos		
	SADE SP200	SADE SP100	SADE SP Benchtop
Montaje	Sobre suelo o mesa	Sobre suelo o mesa	Mesa
Capacidad de la Tolva	2 x 60 Litros	1 x 60 litros	No aplicabe
Canales de Pesaje	2	1	1
Velocidad de Clasificación	90-110 por minuto	45-55 por minuto	45-55 por minuto
Velocidad de Clasificación diaria	144,000 un./ dia	72,000 un./ dia	No aplicabe
Gama de Pesos	0 - 2g	0 - 2g	0 - 2g
Visualizador Balance	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Reproducibilidad	+/- 1mg	+/- 1mg	+/- 1mg
Sistema Cero	Automático	Automático	Automático
Piezas de Contacto	Acero inoxidable 316 pulido electrolítico	Acero inoxidable 316 pulido electrolítico	Acero inoxidable 316 pulido electrolítico
Movilidad	Movilidad sobre ruedas	Movilidad sobre ruedas	Mesa
Datos Alimentación Hz	115/230 VAC 50/60 Hz (factory set)	115/230 VAC 50/60 Hz (factory set)	115/230 VAC 50/60Hz (factory set)
Suministro de Aire	Aire limpio y seco 3-5 bar or 43-73PSI	Aire limpio y seco 3-5 bar or 43-73PSI	Aire limpio y seco 3-5 bar or 43-73PSI

### Representante

STE Pharma Systems S.L.  
Avda. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès  
(Barcelona) Spain  
Tel: +34 93 592 31 00  
[jprats@stegroup.com](mailto:jprats@stegroup.com)  
[www.stegroup.com](http://www.stegroup.com)

SPDataSpanishSep07